

# Pols-/handorthesen

Verzorging van de bovenste extremiteit



**Basko**  
Healthcare



# Verzorging van de bovenste extremiteit

## Productoverzicht

### Verzorgingen voor kinderen

Selection Thumb - Duimorthese	4
Selection Wrist - Polsorthese	5
MyPRIM Kids - Wikkemodel polsorthese	6
MyPRIM Kids - Immobiliserende polsorthese	7
MyPRIM Kids - Polsorthese (met duim immobilisator)	8
MyPRIM Kids - Armsling	9

### Verzorgingen voor volwassenen

Selection Thumb - Duimorthese	10
Airmed - Duimorthese	11
Tee Pee - Duimorthese	12
CMCcare - Duimorthese	13
Suede Thumb Support - Duimorthese	14
Rhizocare - Duimorthese (met polsband)	15
S.O.T - Duimorthese	16
Vission Finger Splint - Pols- /vingerorthese	17
Vission Multi Fingersplint - Pols- /vingerorthese	18
Selection Ulnar Deviation - Handorthese	19
Selection Wrist Soft - Polsorthese (zonder duim)	20
Selection Wrist Rigid - Polsorthese (met duim)	21
Wrist Lacer 2.0 - Polsorthese (zonder duim)	22
Ryno Lacer 2.0 - Polsorthese (met duim)	23
Airmed - Polsorthese	24
S.O.T - Pols- /hand rustorthese	26
Passive halfcirculaire - Pols- /handorthese (lang model)	28
Halfcirculaire - Pols- /handorthese	29
Mottio - Epicondylitis bandage	30
Humerux - Humerus orthese	31
Functional Hand Orthosis - 934	32
Positional Hand Orthosis - 935	33
Cubital Tunnel - Ellebogenorthese	34
Hemi-sling - Universele mitella	35

# Selection Thumb

## Duimorthese

Deze speciaal voor kinderen ontwikkelde duimorthese wordt zowel conservatief als postoperatief ingezet ter immobilisatie van het duimzadelgewricht. De orthese stabiliseert en begrenst de beweeglijkheid van de duim, niet die van het polsgewricht. Duim en hand worden in een functionele positie gebracht met behoud van de grijpfunctie.

### Productfuncties

- Stabilisatie van het duimzadelgewricht
- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)
- Voorkomen van deformatie

### Eigenschappen

- Materiaal: polyester, nylon, elasthan
- Kleur: zwart/petrol

### Indicaties

- Arthrogryposis multiplex congenita
- Cerebrale parese (infantiel)
- Letsels van de plexus brachialis
- Reumatiek (hand)



### Maattabel – Selection Thumb duimorthese voor kinderen

Artikelnummer		Eenheid	Maat	Lengte	Polsomvang	Maat nemen
rechts	links					
35300R-XXS	35300L-XXS	stuk	XX-small	11 cm	8 - 11 cm	
35300R-XS	35300L-XS	stuk	X-small	13,5 cm	8 - 11 cm	
35300R-S	35300L-S	stuk	small	14,5 cm	10 - 12 cm	
35300R-M	35300L-M	stuk	medium	17 cm	12 - 14 cm	
35300R-L	35300L-L	stuk	large	17,5 cm	14 - 16 cm	

Maat nemen: circulair op het breedste deel van de pols.

# Selection Wrist

## Polsorthese

Deze speciaal voor kinderen ontwikkelde polsorthese wordt zowel voor de conservatieve als postoperatieve behandeling ingezet en ondersteunt het pijnlijke polsgewricht. Het gebruikte materiaal rafelt niet, maakt daarmee omboorband overbodig waardoor het design slank blijft en tegelijkertijd veel comfort biedt.

### Productfuncties

- Stabilisatie van het polsgewricht
- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht
- Voorkomen van deformaties

### Eigenschappen

- Anatomisch gevormd
- Instelbare duimband
- Vetersluiting met één treksluiting voor gemakkelijk aan- en uittrekken
- Aluminium versterking aan de binnenzijde
- Materiaal: polyester, lycra, nylon, spandex en aluminium
- Kleur: zwart/petrol

### Indicaties

- Artritis, reumatoïde (hand)
- Cerebrale parese
- Dystonie



### Maattabel – Selection Wrist polsorthese voor kinderen

Artikelnummer		Eenheid	Maat	Polsomvang	Maat nemen
rechts	links				
35305R-S	35305L-S	stuk	small	10 - 12 cm	
35305R-M	35305L-M	stuk	medium	12 - 14 cm	
35305R-L	35305L-L	stuk	large	14 - 16 cm	

Maat nemen: circulair op het breedste deel van de pols.

# MyPRIM Kids

## Wikkelmodel polsorthese

De MyPrim Kids flexibele en gewatteerde pols/duimorthese wikkelt zich op natuurlijke wijze rond de duim en de pols. De orthese oefent de nodige compressie uit op het carpometacarpaal gewricht om pijn te verlichten met behoud van de functionaliteit van de hand. De orthese is voorzien van klittenbandsluitingen om de compressie te kunnen reguleren. Past zowel links als rechts.

Deze wikkelloorthese maakt onderdeel uit van de MyPrim productlijn, een serie pediatrie revalidatie artikelen die speciaal ontwikkeld is voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

### Productfunctie

- Compressie op het trapeziometacarpale gewricht (carpometacarpale (CMC) gewrichten)

### Eigenschappen

- MyPrim Kids zijn gemaakt met een naadloze productietechnologie
- Past links en rechts
- Flexibel en gewatteerd wikkelmodel
- FST technologie, zeer huidvriendelijk
- Materiaal: luchtdoorlatend, latexvrij
- Kleur: grijs/lime

### Indicaties

- Artritis, reumatoïde (hand)
- Artrose (duim)
- Instabiliteit van het duimbasisgewricht (CMC-I)
- Rhizartrose



### Maattabel – MyPRIM Kids wikkelmodel polsorthese

Artikelnummer	Eenheid	Zijde	Polsomvang	Maat nemen
MPK100-1	stuk	universeel	10 - 12 cm	
MPK100-2	stuk	universeel	12 - 15 cm	

Maatnemen: circulair op het breedste deel van de pols.

# MyPRIM Kids

## Immobiliserende polsorthese

De MyPrim Kids immobiliserende polsorthese zonder duim fixeert het polsgewricht dankzij een anatomisch gevormde palmaire balein van vormbaar aluminium, die de palmaire flexie beperkt. Een dorsale balein op de rug van de hand zorgt voor de nodige stijfheid om de stabilisatie van het gewricht te verbeteren. Door de 3-fasen klittenbandsluiting kan de polsband eenvoudig en veilig worden aangespannen.

Deze immobiliserende polsorthese maakt onderdeel uit van de MyPrim productlijn, een serie pediatrische revalidatie artikelen die speciaal ontwikkeld is voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

### Productfunctie

- Immobiliseert de pols

### Eigenschappen


- MyPrim Kids zijn gemaakt met een naadloze productietechnologie
- Linker en rechter uitvoering
- Vrije duimbeweging
- Palmaire en dorsale balein
- FST technologie, zeer huidvriendelijk
- Materiaal: luchtdoorlatend, latexvrij
- Kleur: grijs/lime

### Indicaties

- Artritis, reumatoïde (hand)
- Cerebrale parese
- Dystonie



### Maattabel – MyPRIM Kids immobiliserende polsorthese

Art. nr. rechts	Art. nr. links	Eenheid	Polsomvang	Maat nemen
MPK101R-1	MPK101L-1	stuk	10 - 12 cm	
MPK101R-2	MPK101L-2	stuk	12 - 15 cm	

Maatnemen: circulair op het breedste deel van de pols.

# MyPRIM Kids

## Polsorthese (met duim immobilisator)

De MyPrim Kids duim immobilisator is speciaal ontwikkeld om op de MyPrim Kids MPK101 immobiliserende polsorthese te bevestigen. Voorzien van een vormbare aluminium spalk waarmee het duimgewricht naar behoefte kan worden geïmmobiliseerd. Past zowel links als rechts.

Deze duim immobilisator maakt onderdeel uit van de MyPrim productlijn, een serie pediatrie revalidatie artikelen die speciaal ontwikkeld is voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

### Productfunctie

- Immobiliseert de duim

### Eigenschappen

- MyPrim Kids zijn gemaakt met een naadloze productietechnologie
- Past zowel links als rechts
- FST technologie, zeer huidvriendelijk
- Materiaal: luchtdoorlatend, latexvrij
- Kleur: grijs/lime

### Indicaties

- Artritis, reumatoïde (hand)
- Cerebrale parese
- Dystonie
- Mediale compressie syndroom



### Maattabel – MyPRIM Kids immobiliserende polsorthese

Artikelnummer	Eenheid	Zijde	Polsomvang
MPK102	stuk	universeel	universeel



# MyPRIM Kids

## Armsling

De MyPrim Kids Arm Sling is een kwalitatief hoogwaardige arm sling, ergonomisch ontworpen voor kinderen voor comfort en ondersteuning na armletsel of operatie. Modern, lichtgewicht design en gemaakt van uitsluitend hoogwaardige materialen, waaronder ademende honingraatstof en een absorberende badstof voering aan de binnenzijde. De nek en schouder zijn extra gepolsterd voor meer comfort. Gemakkelijk aan te trekken, aan te passen en af te doen. Verkrijgbaar in twee maten en aanbevolen voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

### Productfuncties

- Voorkomen van standsafwijking
- Verminderen bewegingsuitslag
- Compenseren van te geringe spierwerking
- Verminderen en/of herverdelen van belasting

### Eigenschappen

- Honingraat textiel met vocht absorberende badstof voering
- Gewatteerde Lycra-stof met bi-directionele elasticiteit
- Microklittenbandsluitingen
- Materiaal: luchtdoorlatend, latexvrij
- Kleur: grijs/lime

### Indicaties

- Brandwonden
- Parese
- Postoperatieve stabilisatie
- Weke delen kwetsuur



### Maattabel – MyPRIM Kids armsling

Artikelnummer	Eenheid	Onderarm lengte
MPK400-1	stuk	< 21 cm
MPK400-2	stuk	21 - 25 cm

# Selection Thumb

## Duimorthese

Deze serie van duimorthesen is vormgegeven uit innovatief materiaal voor een meer modern en fris design. De orthese bestaat uit 2 elastische lagen die tegen elkaar aan zijn gelamineerd met daartussen een kern van meer rigide materiaal waarmee de gewenste stabiliteit wordt verkregen. Er zijn 2 versies verkrijgbaar: Selection Wrist Soft is volledig elastisch en positioneert de duim in een ontspannen houding. Selection Wrist Rigid biedt meer stabiliteit rondom de duim door daar gebruik te maken van niet elastisch materiaal.

### Eigenschappen

- 2 versies: Soft of Rigid
- 2 kleuren: zwart of beige

### Indicaties

- Artritis (duim)
- Artrose (duim)
- Band insufficiëntie (duim)
- Subluxatie van de MCP gewrichten



### Maattabel – Selection Thumb duimorthese

Artikelnummer		Eenheid	Maat	Kleuren	Polsomvang	Uitvoering	Maat nemen
rechts	links						
35200R-S	35200L-S	stuk	small	zwart	13 - 15 cm	Soft	
35200R-M	35200L-M	stuk	medium	zwart	15 - 17 cm	Soft	
35200R-L	35200L-L	stuk	large	zwart	17 - 20 cm	Soft	
35201R-S	35201L-S	stuk	small	beige	13 - 15 cm	Soft	
35201R-M	35201L-M	stuk	medium	beige	15 - 17 cm	Soft	
35201R-L	35201L-L	stuk	large	beige	17 - 20 cm	Soft	
35202R-S	35202L-S	stuk	small	zwart	13 - 15 cm	Rigid	
35202R-M	35202L-M	stuk	medium	zwart	15 - 17 cm	Rigid	
35202R-L	35202L-L	stuk	large	zwart	17 - 20 cm	Rigid	
35203R-S	35203L-S	stuk	small	beige	13 - 15 cm	Rigid	
35203R-M	35203L-M	stuk	medium	beige	15 - 17 cm	Rigid	
35203R-L	35203L-L	stuk	large	beige	17 - 20 cm	Rigid	

Maat nemen: circulair op het breedste deel van de pols.

# Airmed

## Duimorthese

De Airmed duimorthese is zowel conservatief als postoperatief inzetbaar. Deze comfortabele orthese stabiliseert en beperkt de bewegingsomvang van de duim middels een geïntegreerde bilaterale metalen balein. De orthese is zowel rechts als links te dragen en wordt met een semi-elastisch klittenband gesloten. De beweeglijkheid van de pols wordt hierbij niet beperkt.

### Productfuncties

- Stabilisatie van het duimzadelgewricht
- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)
- Voorkomen van deformatie

### Eigenschappen


- Comfortabel en stabiel
- Bilaterale anatomische gevormde balein
- Semi-elastische klittenbandsluiting met passant
- Zowel links als rechts draagbaar
- Deels geperforeerd voor ventilatie
- Materiaal: 71% poliamide en 29% polyurethaan; balein: metaal
- 2 Kleuren: grijs of beige

### Indicaties

- Artrose (duim)
- Bandruptuur (ski duim)
- Distorsie (hand)
- Tendopathie
- Zadelgewricht stabilisatie



### Maattabel – Airmed duimorthese

Artikelnummer	Eenheid	Kleur	Maat	Zijde	Polsomvang	Maat nemen
AM202-S	stuk	beige	small	universeel	14 - 18 cm	
AM202-L	stuk	beige	large	universeel	18 - 22 cm	
AM202G-S	stuk	grijs	small	universeel	14 - 18 cm	
AM202G-L	stuk	grijs	large	universeel	18 - 22 cm	

Maat nemen: circulair op het breedste deel van de pols.

# Tee Pee

## Duimorthese

De orthese stabiliseert en beperkt de bewegingsomvang van de duim middels drie vormbare metalen versterkingen. De orthese is zowel rechts als links te dragen en wordt met een elastisch klittenband gesloten. De beweeglijkheid van de pols wordt hierbij niet beperkt.

### Productfuncties

- Voorkomen standafwijking
- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)

### Eigenschappen

- 3 geïntegreerde vervormbare metalen versterkingen
- Afsluitbaar met klittenband
- Zowel links als rechts te gebruiken
- Viltvoering van polypropyleen.
- Kleur: zwart

### Indicaties

- Artritis (duim)
- Artrose (duim)
- Band insufficiëntie (duim)
- Subluxatie van de MCP gewrichten



### Maattabel – Tee Pee duimorthese

Artikelnummer	Eenheid	Maat	Afstand van pols tot duimgewricht
8240-XS	stuk	X-small	< 9 cm
8240-S	stuk	small	9 - 11 cm
8240-M	stuk	medium	11 - 12 cm
8240-L	stuk	large	12 - 13 cm
8240-XL	stuk	X-large	> 13 cm

# CMCcare

## Duimorthese

De CMCcare duimorthese is geschikt voor dagelijks en/of langdurig gebruik en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit met als oogmerk het behoud van een maximale handfunctie. De CMCcare is ontworpen voor optimale ondersteuning van het duimzadelgewricht en positioneert het middenhandsbeentje van de duim in een stabiele, functionele stand met een goede grijpfunctie. De overige handgewrichten en pols liggen vrij zonder de functie van de hand te beïnvloeden. Het anatomische ontwerp met afgeronde randen, het eenvoudige sluitsysteem en materiaalkeuze garanderen een goede pasvorm en optimaal draagcomfort.

### Productfuncties

- Voorkomen standafwijking
- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht

### Eigenschappen

- Variabele duimpositie door wijzigbare trekrichting
- Anatomisch gevormd
- Geïntegreerde aluminium baleinen
- Instelbare klittenbandsluiting
- Behoud van grijpfunctie
- Materiaal: orthese: TPU kunststof; balein: aluminium; band: nylon; sluiting: TPU kunststof.
- Kleur: grijs

### Indicaties

- Artrose (duim) Instabiliteit van het duimbasisgewricht (CMC-I)
- Rhizartrose



### Maattabel – CMCcare duimorthese

Artikelnummer		Eenheid	Maat	Handomvang	Maat nemen
rechts	links				
8712R-S	8712L-S	stuk	small	16,0 - 19,5 cm	
8712R-M	8712L-M	stuk	medium	19,5 - 22,5 cm	
8712R-L	8712L-L	stuk	large	22,5 - 26,0 cm	

Maat nemen: de omvang rond de middenhand, onder de knokkels van de vingers.

# Suede Thumb Support

## Duimorthese

Deze halfcirculaire duimorthese wordt zowel conservatief als postoperatief ingezet ter immobilisatie van het duimzadelgewricht. Zijdelings bevindt zich een vormbare aluminium balein waarmee de orthese gevormd kan worden naar de contouren van de hand. Deze orthese is verkrijgbaar in twee verschillende lengtes.

### Productfuncties

- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)
- Voorkomen van standsafwijking

### Eigenschappen

- Eén universele maat
- Past zowel links als rechts
- Instelbare duimband
- Twee elastische klittenbandsluitingen
- Lateraal: vormbare aluminium balein
- Materiaal: polyester, nylon en vilt, balein: aluminium
- Kleur: zwart

### Indicaties

- Artritis (duim)
- Synovitis en Tenosynovitis (Hand)
- Tendovaginitis de Quervain



### Maattabel – Suede Thumb Support duimorthese

Artikelnummer	Eenheid	Zijde	Lengte
223180	stuk	universeel	19 cm
223190	stuk	universeel	23 cm

# Rhizocare

## Duimorthese (met polsband)

De duimorthese wordt zowel conservatief als postoperatief ingezet en dient ter immobilisatie van het pols-, duimzadel- en duimbasisgewricht.

### Productfuncties

- Stabilisatie van het duimzadelgewricht en duimbasisgewricht
- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)
- Voorkomen van deformatie

### Eigenschappen

- Anatomisch gevormd
- Geïntegreerde aluminium balein
- Instelbare duimband
- Materiaal: polyester, nylon, aluminium
- Kleur: zwart

### Indicaties

- Artritis, reumatoïde
- Bandruptuur (ski duim)
- Distorsie (vinger)
- Radialis paresis
- Weke delen irritatie (hand)



### Maattabel – Rhizocare duimorthese (met polsband)

Artikelnummer		Eenheid	Maat	Lengte	Polsomvang	Maat nemen
rechts	links					
8711R-S	8711L-S	stuk	small	16,5 cm	12 - 15 cm	
8711R-M	8711L-M	stuk	medium	16,5 cm	15 - 17 cm	
8711R-L	8711L-L	stuk	large	16,5 cm	17 - 19 cm	
8711R-XL	8711L-XL	stuk	X-large	16,5 cm	19 - 21 cm	

Maat nemen: circulair op het breedste deel van de pols.

# S.O.T

## Duimorthese

De S.O.T-duimorthese positioneert de duim in een optimale rustpositie en is een volledig nieuwe anatomisch gevormde duimorthese met ondersteuning van de handboog. De orthese is ontwikkeld om bewegingen in het CMC-gewricht te beperken met als doel overstrekking van ligamenten te voorkomen, die tot subluxatie van het gewricht kunnen leiden.

### Productfuncties

- Rustorthese voor de duim, ontworpen om bewegingen in het CMC-1 gewricht te beperken
- Positionering van de duim in een functionele stand met behoud van grijpfunctie
- Ondersteunend (kan eventueel ook met een textiele polsorthese gebruikt worden voor extra ondersteuning)

### Eigenschappen

- Het materiaal past zich naadloos aan waardoor de orthese een ideaal alternatief kan zijn voor maatwerk orthese
- Geïntegreerde palmaire aluminium versterking kan eenvoudig worden aangepast aan de gewenste pasvorm
- Materiaal: polyester, polyethyleen, aluminium, nylon, TPU en spandex

### Indicaties

- Artritis, reumatoïde
- Rhizartrose

### Voordelen bij realisatie van doelstellingen

- Pijnvermindering
- Stabiliseren van CMC-1 gewricht
- Behouden van functionele grijpfunctie



### Maattabel – S.O.T duimorthese

Artikelnummer	Eenheid	Maat	Zijde	Afstand van pols tot duimgewricht	Handbreedte
28720R-S	stuk	small	rechts	≤ 185 mm	≤ 75 mm
28720R-M	stuk	medium	rechts	≤ 200 mm	≤ 85 mm
28720R-L	stuk	large	rechts	≤ 210 mm	≤ 90 mm
28720L-S	stuk	small	links	≤ 185 mm	≤ 75 mm
28720L-M	stuk	medium	links	≤ 200 mm	≤ 85 mm
28720L-L	stuk	large	links	≤ 210 mm	≤ 90 mm

De relatie tussen MCP-breedte en pols tot vingertoplenkte kan variëren. Gebruik deze maattabel alleen als richtlijn.



# Vission Finger Splint

## Pols- /vingerorthese

De orthese wordt zowel conservatief als postoperatief gebruikt voor fixatie van de vinger en de pols.

De geïntegreerde versterkingsbalein houdt de pols en de vingergewrichten in de gewenste rustpositie en verkleint (of beperkt), indien van toepassing, het risico op contracturen.

### Productfuncties

- Houdt pols- en vingergewrichten in een rustpositie
- Ondersteunt de thenar-spieren
- Handhaaft of verhoogt de rek van de lange buigspieren

### Voordelen bij realisatie van doelstellingen

- Voorkomen van contracturen
- Verbetering van de rustpositie
- Goede biomechanische positionering van de gewrichten

### Eigenschappen

- Voorgevormd in een ruststand
- Geïntegreerde versterkingsbalein
- Klittenbanden voor individuele instelbaarheid
- Geïntegreerde voering
- Materiaal: latexvrij, polyamide, spandex, polyurethaan en aluminium
- Kleur: zwart

### Indicaties

- Artrose (hand)
- Dupuytren syndroom
- Trigger Finger



### Maattabel – Vission Finger Splint pols- /vingerorthese

Artikelnummer	Eenheid	Maat	Zijde	Polsomvang	Maat nemen
46020-S	stuk	small	universeel	< 16 cm	
46020-M	stuk	medium	universeel	16 - 19 cm	
46020-L	stuk	large	universeel	> 19 cm	

# Vission Multi Fingersplint

## Pols- /vingerorthese

De orthese wordt zowel conservatief als postoperatief gebruikt voor fixatie van de vingers en de pols. De geïntegreerde lepel houdt de pols en vingergewrichten in de gewenste rustpositie en verkleint (of beperkt), indien van toepassing, het risico op contracturen.

### Productfuncties

- Houdt pols- en vingergewrichten in een rustpositie
- Ondersteunt de thenar-spiers
- Handhaaft of verhoogt de rek van de lange buigspieren

### Voordelen bij realisatie van doelstellingen

- Voorkomen van contracturen
- Verbetering van de rustpositie
- Goede biomechanische positionering van de gewrichten

### Eigenschappen

- Voorgevormd in een ruststand
- Geïntegreerde versterkingslepel
- Klittenbanden voor individuele instelbaarheid
- Geïntegreerde voering
- Materiaal: latexvrij, polyamide, spandex, polyurethaan en aluminium
- Kleur: zwart/beige

### Indicaties

- Artrose (hand)
- Carpaletunnelsyndroom
- Contractuur
- Dupuytren syndroom
- Fraktuur
- Radialis paresis
- Weke delen irritatie (hand)



### Maattabel – Vission Multi Fingersplint pols- /vingerorthese

Art. nr. rechts	Art. nr. links	Eenheid	Maat	Polsomvang
46021R-S	46021L-S	stuk	small	< 16 cm
46021R-M	46021L-M	stuk	medium	16 - 19 cm
46021R-L	46021L-L	stuk	large	> 19 cm

# Selection Ulnar Deviation

## Handorthese

De Selection Ulnar Deviation orthese wordt ingezet bij patiënten met ontstekings- en degeneratieve aandoeningen ter verbetering van de uitlijning van de vingers en om de handfunctie en functionele grip te bevorderen. Tevens kan deze orthese worden gebruikt voor hypermobiele gewrichten en zwakke spieren om stabiliteit te bieden. Deze orthese is exclusief ontworpen en geproduceerd met het unieke drielaags Selection materiaal. Dankzij het lage profiel sluit de orthese aan op de contouren van de hand, zonder de functie te belemmeren. De stof kan worden bijgesneden zonder te rafelen en maakt dus verdere aanpassing mogelijk, indien nodig. Dankzij het klittenbandlusmateriaal kan de haak overal op de orthese worden geplaatst om de benodigde trekrichting te optimaliseren.

De orthese is zo ontworpen dat het materiaal bij het 5<sup>e</sup> MCP gewricht ver naar de ulnaire zijde reikt om de best mogelijke trekrichting te ondersteunen en de druk te verdelen. De Ulnar Deviation orthese ondersteunt de hand en zorgt tegelijkertijd voor correcte uitlijning, stabilisatie en kan bijdragen aan de pijnbestrijding. Als de patiënt tevens polsstabilisatie nodig heeft, kan deze orthese ook worden gedragen in combinatie met een Selection Wrist orthese. Speciaal ontworpen kunststof baleinen hechten direct aan de orthese indien nodig.

### Eigenschappen

- Laag profiel design
- Volgt de vorm en contouren van de hand
- Ademende stof
- Materiaal rafelt niet en kan worden bijgeknipt
- Gemakkelijke sluiting
- Kan gecombineerd worden met de Selection Wrist polsorthese
- Machine wasbaar op 40° C
- Kleur: zwart

### Indicatie

- Reumatoïde ulnaire deviatie



### Maattabel – Selection Ulnar Deviation orthese

Art. nr. rechts	Art. nr. links	Eenheid	Omvang MCP 2 - 5
35218R-XS	35218L-XS	stuk	14 - 17 cm
35218R-S	35218L-S	stuk	17 - 20 cm
35218R-M	35218L-M	stuk	20 - 23 cm
35218R-L	35218L-L	stuk	23 - 27 cm

# Selection Wrist Soft

## Polsorthese (zonder duim)

Deze serie polsorthesen zijn vormgegeven uit innovatief materiaal voor een meer modern en fris design. De orthese bestaat uit 2 elastische lagen die tegen elkaar aan zijn gelamineerd met daartussen een kern van meer rigide materiaal waarmee de gewenste stabiliteit wordt verkregen. Er zijn 2 versies verkrijgbaar: Selection Wrist Soft is volledig elastisch en positioneert de hand in een ontspannen houding. Selection Wrist Rigid biedt meer stabiliteit rondom de duim door daar gebruik te maken van niet elastisch materiaal. Beide modellen hebben een aanpasbare vetersluiting aan de ulnaire zijde.

### Productfuncties

- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)
- Voorkomen van standsafwijking

### Eigenschappen

- Palmair voorzien van geïntegreerde voorgevormde lepel
- Dorsaal voorzien van een kunststof balein
- Materiaal rafelt niet en daardoor eenvoudig aanpasbaar aan de contouren

### Indicaties

- Artritis, reumatoïde
- Artrose (hand)
- Fractuur (hand)
- Luxatie (hand)
- Mediale compressie syndroom
- Subluxatie (hand)



### Maattabel – Selection Wrist Soft polsorthese (zonder duim)

Artikelnummer		Eenheid	Maat	Polsomvang	Maat nemen
rechts	links				
35204R-S	35204L-S	stuk	small	11 - 14 cm	
35204R-M	35204L-M	stuk	medium	14 - 17 cm	
35204R-L	35204L-L	stuk	large	17 - 20 cm	
35204R-XL	35204L-XL	stuk	X-large	20 - 23 cm	

# Selection Wrist Rigid

## Polsorthese (met duim)

Deze serie polsorthesen is vormgegeven uit innovatief materiaal voor een meer modern en fris design. De orthese bestaat uit 2 elastische lagen die tegen elkaar aan zijn gelamineerd met daartussen een kern van meer rigide materiaal waarmee de gewenste stabiliteit wordt verkregen. Er zijn 2 versies verkrijgbaar: Selection Wrist Soft is volledig elastisch en positioneert de hand in een ontspannen houding. Selection Wrist Rigid biedt meer stabiliteit rondom de duim door daar gebruik te maken van niet elastisch materiaal. Beide modellen hebben een aanpasbare vetersluiting aan de ulnaire zijde.

### Productfuncties

- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)
- Voorkomen van standsafwijking

### Eigenschappen

- Palmair voorzien van geïntegreerde voorgevormde lepel
- Dorsaal voorzien van een kunststof balein
- Materiaal rafelt niet en daardoor eenvoudig aanpasbaar aan de contouren
- Kleur: zwart

### Indicaties

- Artritis (hand)
- Artrose (hand)
- Fractuur (hand)
- Luxatie (hand)
- Mediale compressie syndroom
- Subluxatie (hand)



### Maattabel – Selection Wrist Rigid polsorthese (met duim)

Artikelnummer		Eenheid	Maat	Polsomvang	Maat nemen
rechts	links				
35206R-S	35206L-S	stuk	small	11 - 14 cm	
35206R-M	35206L-M	stuk	medium	14 - 17 cm	
35206R-L	35206L-L	stuk	large	17 - 20 cm	
35206R-XL	35206L-XL	stuk	X-large	20 - 23 cm	

# Wrist Lacer 2.0

## Polsorthese (zonder duim)

De Wrist Lacer orthese is bedoeld als ondersteuning bij polsklachten en is zowel geschikt voor conservatieve als voor postoperatieve behandeling. Deze orthese is met name geschikt voor reumatische aandoeningen. De orthese biedt een goede luchtcirculatie waardoor de orthese aangenaam en comfortabel aanvoelt.

### Eigenschappen

- Anatomisch gevormd
- Optimale luchtcirculatie
- Instelbare duimband
- Uniek enkelvoudig trekvetersysteem voor eenvoudig aan- en uittrekken
- Extra aluminium verstevigingen aan de handpalm- en handrugzijde zorgen voor een evenredige ondersteuning
- Materiaal: geperforeerd kunststof suède met een polypropyleen vilt voering
- Kleuren: zwart

### Indicaties

- Apoplexie (CVA)
- Artritis, reumatoïde (hand)
- Carpaletunnelsyndroom
- Distorsie (hand)
- Mediale compressie syndroom
- Radialis paresis
- Weke delen irritatie (hand)

### Productfuncties

- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)
- Voorkomen van standsafwijking



### Maattabel – Wrist Lacer 2.0 porsorthese (zonder duim)

Artikelnummer		Eenheid	Maat	Lengte	Polsomvang	Maat nemen
rechts	links					
8239.2R-XXS	8239.2L-XXS	stuk	XX-small	20,5 cm	< 12 cm	
8239.2R-XS	8239.2L-XS	stuk	X-small	20,5 cm	12 - 14 cm	
8239.2R-S	8239.2L-M	stuk	small	20,5 cm	14 - 16 cm	
8239.2R-M	8239.2L-S	stuk	medium	20,5 cm	16 - 18 cm	
8239.2R-L	8239.2L-L	stuk	large	20,5 cm	18 - 20 cm	
8239.2R-XL	8239.2L-XL	stuk	X-large	20,5 cm	20 - 22 cm	
8239.2R-XXL	8239.2L-XXL	stuk	XX-large	20,5 cm	22 - 25 cm	
82395.2R-S	82395.2L-S	stuk	small	26,5 cm	14 - 16 cm	
82395.2R-M	82395.2L-M	stuk	medium	26,5 cm	16 - 18 cm	
82395.2R-L	82395.2L-L	stuk	large	26,5 cm	18 - 20 cm	
82395.2R-XL	82395.2L-XL	stuk	X-large	26,5 cm	20 - 22 cm	

Maat nemen: circulair, op het breedste deel van de pols.

# Ryno Lacer 2.0

## Polsorthese (met duim)

Deze polsorthese wordt zowel voor de conservatieve als postoperatieve behandeling ingezet en dient ter immobilisatie van de pols, het duimzadelgewricht en het duimbasisgewricht. De orthese is in het bijzonder geschikt bij reumatische aandoeningen. De patiënt wordt een aangenaam en hoog draagcomfort geboden.

### Eigenschappen

- Anatomisch gevormd
- Optimale luchtcirculatie
- Instelbare duimband
- Uniek vetersysteem voor makkelijk aan- en af doen
- Extra verstevigingen aan de handpalm- en handrugzijde voor gelijkmatige ondersteuning
- Materiaal: kunststof en polypropyleen
- Kleur: zwart

### Indicaties

- Artritis, reumatoïde (hand)
- Bandruptuur (ski duim)
- Carpaletunnelsyndroom
- Distorsie (hand)
- Mediale compressie syndroom
- Radialis paresis
- Weke delen irritatie (hand)

### Productfuncties

- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)
- Voorkomen van standsafwijking



### Maattabel – Ryno Lacer 2.0 polsorthese (met duim)

Artikelnummer		Eenheid	Maat	Lengte	Polsomvang	Maat nemen
rechts	links					
82397.2R-XS	82397.2L-XS	stuk	X-small	19 cm	12 - 14 cm	
82397.2R-S	82397.2L-S	stuk	small	19 cm	14 - 16 cm	
82397.2R-M	82397.2L-M	stuk	medium	19 cm	16 - 18 cm	
82397.2R-L	82397.2L-L	stuk	large	19 cm	18 - 20 cm	
82397.2R-XL	82397.2L-XL	stuk	X-large	19 cm	20 - 22 cm	
82398.2R-XS	82398.2L-XS	stuk	X-small	22,5 cm	12 - 14 cm	
82398.2R-S	82398.2L-S	stuk	small	22,5 cm	14 - 16 cm	
82398.2R-M	82398.2L-M	stuk	medium	22,5 cm	16 - 18 cm	
82398.2R-L	82398.2L-L	stuk	large	22,5 cm	18 - 20 cm	
82398.2R-XL	82398.2L-XL	stuk	X-large	22,5 cm	20 - 22 cm	

Maat nemen: circulair op het breedste deel van de pols. Genoemde lengte is de palmaire lengte.

# Airmed

## Polsorthese

Deze polsorthese is bedoeld als ondersteuning bij polsklachten en is zowel geschikt voor conservatieve als voor postoperatieve behandeling. Deze comfortabele orthese stabiliseert en beperkt de bewegingsomvang van de pols middels 4 dorsale en 1 palmaire vormbare metalen baleinen. Patiënten wordt een aangenaam en hoog draagcomfort geboden. De orthese is met name geschikt voor reumatische aandoeningen. Deze polsorthese is met een handig accessoire eenvoudig uit te breiden tot een polsorthese met gesloten duim.

### Productfuncties

- Stabilisatie van het polsgewricht
- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)
- Voorkomen van deformatie


### Eigenschappen

- Comfortabel en stabiel
- 4 dorsaal geplaatste baleinen
- 1 palmair geplaatste balein
- Eenvoudig te sluiten met klittenbanden (waarvan 2 met passant)
- Deels geperforeerd voor ventilatie
- Materiaal: 71% poliamide en 29% polyurethaan; balein: metaal
- Kleur: grijs/zwart

### Indicaties

- Apoplexie (CVA)
- Artritis (hand)
- Carpaletunnelsyndroom
- Distorsie (hand)
- Radialis paresis
- Weke delen irritatie (hand)

### Maattabel – Airmed polsorthese

Artikelnummer		Eenheid	Maat	Lengte	Polsomvang	Maat nemen
rechts	links					
AM204GR-S	AM204GL-S	stuk	small	21 cm	14 - 18 cm	
AM204GR-L	AM204GL-L	stuk	large	21 cm	18 - 22 cm	





# S.O.T

## Pols- /hand rustorthese

De S.O.T pols/hand rustorthese wordt bij afwijkingen van de hand en pols - o.a. als gevolg van een slappe of spastische verlamming - ingezet en zorgt ervoor dat de mobiliteit van de pols en hand wordt behouden en versterkt. Door het gebruik van deze orthese komt de pols in een neutrale stand. Deze correcte biomechanische positionering stimuleert ontspanning van de pols/vinger gewrichten.

### Productfuncties

- Houdt de pols, duim en vingers in een ruststand
- Biedt ondersteuning voor de thenarpijnen
- Handhaaft of verhoogt de flexibiliteit van de lange flexoren
- Voorkomt/vermindert het risico op oedeem

### Eigenschappen

- Geconfectioneerd voor individuele aanpassing
- Kan gecombineerd worden met wig of vinger verdeler
- Geen beperking lichaamsgewicht
- Materiaal: polyester, nylon, polyurethaan en spandex
- Kleur: zwart

### Indicaties

- Apoplexie
- Artritis, reumatoïde
- Cerebrale parese
- Musculaire dystrofie
- Plexus Brachialis syndroom
- Radialis paresis

### Voordelen bij realisatie van doelstellingen

- Verbetering van de mobiliteit van de hand
- Verbetering van de bloedcirculatie
- Goede biomechanische positionering van de gewrichten

## Accessoires

### MCP wig



De MCP-wig wordt geplaatst wanneer een hogere rek gewenst is.

### Vingerverdeler



De vingerverdeler wordt gebruikt om huidirritatie tussen de vingers te voorkomen en een betere positionering van de vingers bij een ulnaire/radiale deviatie te creëren.

### Polsband



Deze niet elastische polsband wordt ingezet voor meer circulaire druk, bijvoorbeeld bij spasticiteit, rond het polsgewricht.



### Maattabel – S.O.T pols- /hand rustorthese

Art. nr. zijde rechts	Art. nr. zijde links	Maat	MCP-Breedte (Maat 1)	Lengte pols tot uiteinde middelvinger (Maat 2)	Maat nemen:
28710R-XXXS	28710L-XXXS	XXX-small	55 mm	≤ 120 mm	
28710R-XXS	28710L-XXS	XX-small	≤ 65 mm	≤ 140 mm	
28710R-XS	28710L-XS	X-small	≤ 75 mm	≤ 160 mm	
28710R-S	28710L-S	small	≤ 75 mm	≤ 185 mm	
28710R-M	28710L-M	medium	70 - 85 mm	≤ 200 mm	
28710R-L	28710L-L	large	80 - 90 mm	≤ 210 mm	

### Maattabel – S.O.T accessoires

Art. nr.	Omschrijving	Maat	Zijde	Breedte	Dikte
28711-XS	MCP-wig	X-small	universeel	65 mm	10 mm
28711-S	MCP-wig	small	universeel	75 mm	15 mm
28711-L	MCP-wig	large	universeel	90 mm	20 mm
28712-S	Vingerverdeler	small	universeel		
28712-M	Vingerverdeler	medium	universeel		
28712-L	Vingerverdeler	large	universeel		
287130009	Polsband	XXX-small t/m X-small	universeel		
287130012	Polsband	small t/m large	universeel		

# Passive halfcirculaire

## Pols- /handorthese (lang model)

Deze lichtgewicht half circulaire polsorthese is zowel conservatief als postoperatief inzetbaar. De orthese ondersteunt de pols, heeft een gesloten duim en reikt tot aan de vingertoppen. Deze orthese bestaat uit een 2-laags thermo foam materiaal en biedt draagcomfort voor de patiënt en uitzonderlijk goede rigiditeit voor optimale ondersteuning.

### Productfunctie

- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)

### Eigenschappen

- Ultra lichtgewicht
- 3 dorsaal geplaatste klittenbanden
- Röntgen doorlatend
- Deels geperforeerde voering uit zacht foam
- Thermoplastisch vormbaar (bij 160° C)
- Materiaal: latex-vrij; voering: zacht foam
- Kleur: grijs/wit

### Indicaties

- Artritis, reumatoïde (hand)
- Carpaletunnelsyndroom
- Synovitis en Tenosynovitis (Hand)
- Weke delen irritatie (hand)



### Maattabel – Passive halfcirculaire pols- /handorthese (lang model)

Artikelnummer		Eenheid	Maat	Lengte	Handbreedte	Maat nemen
rechts	links					
943R-S	943L-S	stuk	small	32 cm	7 - 8 cm	
943R-M	943L-M	stuk	medium	38 cm	8 - 9 cm	
943R-L	943L-L	stuk	large	38 cm	9 - 10 cm	

Voor het selecteren van de juiste maat wordt de breedte van de handpalm gemeten.

# Halfcirculaire

## Pols- /handorthese

Deze halfcirculaire polsorthese is zowel conservatief als postoperatief inzetbaar.

De orthese ondersteunt de pols, duim en vingers.

### Productfunctie

- Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)

### Eigenschappen

- 3 dorsaal aangebrachte, gevoerde klittenbandsluitingen
- Materiaal: thermoplastisch vormbare kunststof
- Kleur: beige

### Indicaties

- Artrose (hand)
- Carpaletunnelsyndroom
- Distorsie (hand)
- Weke delen irritatie (hand)



### Maattabel – Halfcirculaire pols- /handorthese

Artikelnummer		Eenheid	Maat	Handbreedte	Maat nemen
rechts	links				
8709R-S	8709L-S	stuk	small	7 - 8 cm	
8709R-M	8709L-M	stuk	medium	8 - 9 cm	
8709R-L	8709L-L	stuk	large	9 - 10 cm	

Maat nemen: circulair, op het breedste deel van de hand.

# Mottio

## Epicondylitis bandage

Deze bandage wordt ingezet bij de behandeling van een tennisarm of golfelleboog. Door het comprimeren van de onderarmspieren door de geïntegreerde pelotte, ontstaat een mechanische trekontlasting van de geïrriteerde/ontstoken peesaanhechting aan de epicondyle en deze biedt zo verlichting aan de extensoren en flexor spieren. Overbelasting en pijn worden dus verminderd of zelfs volledig vermeden.

### Productfunctie

- Zorgen voor drukontlasting op geïrriteerde-/ontstoken peesaanhechting

### Eigenschappen

- Één universele maat, links en rechts draagbaar
- Hoog draagcomfort, volledig naadloos en anatomisch gevormd
- Eenvoudig aan- en afleggen door klittenbandsluiting
- Elastische band voor dynamische compressie instelling
- Geïntegreerd antislip (hypoallergeen)
- Massage effect door verplaatsbaar anatomisch gevormd drukkussen (condylepelotte)
- Materiaal: polyamide, polyurethaan, thermoplastische elastomeer, katoen, polyester
- Kleur: blauw/grijs

### Indicaties

- Epicondylitis humeri radialis
- Epicondylitis humeri ulnaris



### Maattabel – Mottio epicondylitis bandage

Artikelnummer	Eenheid	Maat	Zijde
T29	stuk	universeel	universeel

# Humerux

## Humerus orthese

Deze orthese wordt ingezet bij humerusletsels en biedt maximale controle dankzij een innovatief tractiesysteem. Het Y-tractiesysteem maakt gebruik van een tractieapparaat om de spanning op te voeren en aan te passen, waardoor een maximale controle over de uitlijning, fixatie en immobilisatie van de humerus wordt verkregen.

### Productfunctie

- Maximale controle over de uitlijning, fixatie en immobilisatie van de humerus

### Eigenschappen

- Y-tractiesysteem voor maximale controle
- Tweeschalige, thermogevormde PE-platen met hoge dichtheid
- Anatomisch vormbaar
- Gewatteerde okselsteun voor een comfortabele pasvorm
- Easy-fit borstband voorkomt migratie
- Bevestigingssysteem met 3 humerusbanden en vlindergespen

### Indicaties

- Humerusfractuur (diafysaire)
- Postoperatieve stabilisatie



### Maattabel – Humerux - Humerus orthese

Artikelnummer	Eenheid	Maat	Bovenarm omvang
EVOH300-S	stuk	small	18 - 26 cm
EVOH300-M	stuk	medium	26 - 34 cm
EVOH300-L	stuk	large	34 - 42 cm
EVOH300-XL	stuk	X-large	42 - 50 cm

# Functional Hand Orthosis

934

Deze passieve hand/polsorthese is ontworpen voor de behandeling van matige contracturen van de pols, hand en vingers en is bekleed met ademende stof. Met de polsband kan de orthese in de juiste positie worden gebracht voor een geleidelijke strekking. Tevens is deze orthese voorzien van een geïntegreerde balein, vervaardigd uit 1 mm dik vormbaar metaal voor optimale anatomische aanpassing aan de contouren van de pols/hand. De instelling van de duimcorrectie is eveneens variabel. De orthese wordt geleverd met een extra hoesje.

## Productfuncties

- Optimale gewrichtsuitlijning en immobilisatie van de pols, hand en vingers in een functionele positie en duim oppositie, met de mogelijkheid om de positionering hoek te variëren.

## Eigenschappen

- De duimcorrectie kan worden aangepast
- Kan als nachtsplak worden gebruikt
- Inclusief reservehoes
- Compatibel met de 938 en 939 vingerverdeler/extender
- Materiaal: polyurethaan, polyamide, metaal, Latexvrij
- Kleur: grijs



## Indicatie

- Apoplexie
- Artritis, reumatoïde (hand)
- Radialis paresis
- Reumatoïde ulnaire deviatie

## Maattabel – Functional Hand Orthosis - 934

Art. nr. rechts	Art. nr. links	Eenheid	Maat	Omvang MCP 2 -5
934R-S	934L-S	stuk	small	5,5 cm - 7,0 cm
934R-M	934L-M	stuk	medium	7,0 - 8,5 cm
934R-L	934L-L	stuk	large	8,5 - 10,5 cm



# Positional Hand Orthosis

935

Deze passieve hand/polsorthese is ontworpen voor de behandeling van gemiddelde contracturen van de pols, hand en vingers en is bekleed met ademende stof. De orthese is voorzien van een palmaire steunrol waarvan de patiënt de positie aan zijn/haar behoeften kan aanpassen. Tevens is deze orthese voorzien van een geïntegreerde balein, vervaardigd uit 1 mm dik vormbaar metaal voor optimale anatomische aanpassing aan de contouren van de pols/hand. De orthese wordt geleverd met een extra hoes.

## Productfuncties

- Biedt correctie van de cubitale deviatie

## Eigenschappen

- Voorzien van een palmaire steunrol
- Kan als nachtsplank worden gebruikt
- Inclusief reservehoes
- Compatibel met de 938 en 939 vingerverdeler/extender
- Materiaal: polyurethaan, polyamide, metaal, Latexvrij
- Kleur: grijs

## Indicatie

- Apoplexie (CVA)
- Artritis, reumatoïde (hand)
- Postoperatieve stabilisatie
- Radialis paresis
- Reumatoïde ulnaire deviatie
- Spasme



## Maattabel – Positional Hand Orthosis - 935

Art. nr. rechts	Art. nr. links	Eenheid	Maat	Omvang MCP 2 -5
935R-S	935L-S	stuk	small	5,5 - 7,0 cm
935R-M	935L-M	stuk	medium	7,0 - 8,5 cm
935R-L	935L-L	stuk	large	8,5 - 10,5 cm

# Cubital Tunnel

## Ellebogenorthese

Deze orthese wordt ingezet bij de conservatieve behandeling van een Cubitaal tunnel syndroom. Deze comfortabele nachtorthese met een low-profile ventraal design positioneert de elleboog in een neutrale stand om de spanning en druk van de ulnaire zenuw te verminderen. De geïntegreerde aluminium balein biedt de optie om de hoek van de orthese individueel af te stemmen op de patiënt.

### Productfunctie

- Immobilisatie van het ellebooggewricht

### Eigenschappen

- Ventraal, low-profile design
- Vormbare, gepolsterde aluminium balein
- Geïntegreerde klittenbandsluitingen met passanten
- Mogelijkheid om middelste klittenband weg te laten
- Materiaal: klittenbanden: polyester, schuimstof; passanten: nylon; balein: aluminium; voering: polyester en schuimstof
- Kleur: zwart

### Indicatie

- Cubitaal tunnel syndroom



### Maattabel – Cubital Tunnel - ellebogenorthese

Artikelnummer	Eenheid	Maat	Omvang bovenarm
22344-S	stuk	small/medium	15 - 38 cm
22344-L	stuk	large/X-large	25 - 48 cm

Maat nemen: Voor het bepalen van de juiste maat wordt de omvang van de bovenarm halverwege de biceps gemeten.

# Hemi-sling

## Universele mitella

Deze mitella is geschikt voor patiënten met een hemiparese/paralyse van de bovenste ledematen. Ontworpen om de hals te ontlasten maar wel een effectieve ondersteuning aan de hand en elleboog te bieden. Gemaakt van duurzaam canvasdoek met een comfortabele flanellen voering.

### Productfuncties

- Voorkomen van standsafwijking
- Verminderen bewegingsuitslag
- Compenseren van te geringe spierwerking
- Verminderen en/of herverdelen van belasting

### Eigenschappen

- Universele maatvoering
- Individueel instelbare banden voor optimale pasvorm
- Comfortabele flanellen voering
- Wasbaar
- Materiaal: duurzaam canvasdoek, flanellen voering
- Kleur: wit

### Indicatie

- Parese



### Maattabel – Hemi-sling universele mitella

Artikelnummer	Eenheid	Maat
183010	stuk	universeel

FOLLOW US



## **Basko** Healthcare

Pieter Lieftinckweg 16 | 1505 HX Zaandam  
Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73  
E-mail: [verkoop@basko.com](mailto:verkoop@basko.com) | Internet: [www.basko.com](http://www.basko.com)

[basko.com](http://basko.com)